

# MS3-MaxiPI70S

## Mikroplate alkalamalı inkübatör



Mikroplate alkalayıcı inkübatörü, PID mikroişlemci kontrollü, güzel dış yüzeye sahip kolay kullanım ile birlikte düşük ses seviyesine sahiptir. Esas olarak numunelerin mikro plakalarda, hücre kültürü plakalarında ve diğer standart plakalarda uygun sıcaklıkta karıştırılması ve inkübe edilmesinde kullanılmaktadır.

LCD ekran üzerinden, ayarlanan ve gerçek sıcaklığı, zamanı ve alkalama hızı aynı anda görüntülenmektedir.

Cihaz basit dokunmatik çalışma arayüzüne, aerodinamik gövdeye ve güzel görünümüne sahiptir ve temizlik için uygundur.

Hem kapak hem de alt iki tarafta ısıtma sistemi bulunmaktadır, her mikroplate deliğinde numunenin eşit şekilde ısıtılmasını sağlanmaktadır.

Mikro işlemci, sıcaklığı ve alkalama hızını kontrol eder. Sıcaklık kontrolünün doğruşallığı ve alkalama hızının kontrolü hassas olarak sağlanmaktadır.

Configure 4 plates for MS3-MaxiPI70S. Beep alarm when operation ends.

MS3-MaxiPI70S cihazı 4 adet mikroplate kapasitelidir. Cihaz, işlem bittiğinde bip alarmı vermektedir.

Uzun ömürlü ve temizlik gerektirmeyen DC fırçasız motor.

Özellikler	MS3-MaxiPI70S
Hız kontrol aralığı	200-1200rpm
alkalama orbiti	2mm (yatay)
Sıcaklık kontrol aralığı	Oda Sıcaklığı +5°C - 70°C
Sıcaklık ayar aralığı	5°C - 70°C
Sıcaklık stabilitesi (37°C'de)	±0.2°C
Platform sıcaklık uniformitesi	±0.5°C
Sıcaklık ayar hassasiyeti	0.1°C
Isıtma hızı	<25dk (20°C'den 70°C'ye)
Zaman aralığı	1dk-99sa59dk
Örnek kapasitesi	4 adet mikroplate (Yükseklik <40mm)
Voltaj	AC 220V / AC 110v, 50/60Hz
Güç	250W
Sigorta	250V, 3A/5A, φ50/60Hz
Boyutlar G x D x Y	W.345 x D.310 x H.178mm
Net ağırlık	10.5kg