

MS3-MaxiCen12

Mini Yüksek Hızlı Mikro Santrifüj

MS3-MaxiCen12 Mini Yüksek hızlı Mikro Santrifüj yüksek hızlı ve düşük ses seviyesine sahip rotorla birlikte kompakt bir tasarıma sahiptir. MS3-MaxiCen12 değişken frekanslı motoru sayesinde hedeflenen hıza ulaşma ve hızlı durdurma işlemlerini mükemmel bir şekilde yerine getirmektedir.

Kompakt ve küçük boyutu sayesinde yerden tasarruf edin.

Değişken frekanslı motor sayesinde mükemmel hızlama. Yüksek hızda düşük gürültü seviyesi.

LCD dijital ekran sayesinde hız ve zamanlayıcı görüntülenir.

Kimyasala dayanıklı, kuru havada steril edilebilir ve dayanıklı alüminyum rotor.

"Short" tuşu sayesinde dokununca çalıştırma kolay ve kullanışlı olarak uygulanır.

Mükemmel olarak tasarlanmış akışkan hava değişim teknolojisi. Eşsiz üç hava kanalı sayesinde yükselen sıcaklığı büyük ölçüde düşürmektedir bu sayede sıcaklığa duyarlı numuneler korumaktadır.

Kendiliğinden kapı kilit fonksiyonu sayesinde santrifüj çalışırken kapak açılmamaktadır. İşlem sonrası kapağı açmak için kilit tuşuna basılmaktadır bu sayede güvenli işlem yapılabilir.



Özellikler	MS3-MaxiCen12
Hız aralığı	100-15.000 rpm
RCF	15.000 xg
Rotor kapasitesi	12 x 1.5/2ml santrifüj tüpü
Dijital zamanlayıcı ayar aralığı	20sn-99dk
Maksimum hıza çıkma süresi	15sn civarı
Maksimum hızdan durma süresi	15sn civarı
Sürücü motor	Değişken frekanslı motor
Güvenlik donanımları	Otomatik kapı kilit Aşırı hız Aşırı sıcaklık Durum teşhis sistemi
Diğer fonksiyonlar	Hız/ RCF geçişi Dokununca çalışma Operasyon durum göstergesi alarmlar
Voltaj	AC 220-230V, 50/60Hz
Güç	105W
Sigorta	250V, 5A/10A , Ø5x20
Boyutlar, Genişlik x Derinlik x Yükseklik	220x240x145 mm
Net ağırlık	5.1 kg