

MS3-MaxiMix3D

3D Rotasyonel Karıştırıcı

3D Rotasyonel Karıştırıcı, numuneleri çeşitli numune tüpleriyle yatay, dikey ve herhangi bir açıyla döndürerek karıştırabilen benzersiz bir şekilde tasarlanmış bir cihazdır. Moleküler hibridizasyon, kan ve karıştırılması gereken diğer numunelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ayarlanabilir dönen aparatların eşsiz kombinasyonu.

Hafif tipten takla tipi dönüş moduna kadar çeşitli dönüş modları.

Moleküler biyoloji, histokimya, biyokimya, klinik uygulamalar vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır.

Üç tip döner çerçeve opsiyonu bulunmaktadır.

MS3-MaxiMix3D 20° açıdan 99° açığa kadar ileri geri salınım fonksiyonuna sahiptir.

Braketin her iki ucuna da yağsız rulmanlar yerleştirilmiştir.



Aksesuarlar

Kod	Açıklama
Mix3D-A	5 adet 10ml / 15ml tüp (ϕ 15mm - ϕ 16mm) +6 adet 5ml / 7ml tüp (ϕ 12mm - ϕ 13mm)
Mix3D -B	3 adet 50ml tüp + 18 adet 0.5ml tüp
Mix3D -C	18 adet 1.5ml / 2.0ml tüp



Özellik	MS3-MaxiMix3D
Hız kontrol aralığı	10rpm - 40rpm (ayarlanabilir, dijital)
Resiproyal açı aralığı	20°-99° (ayarlanabilir)
Zamanlayıcı, dijital	1sn-999dk/ Devamlı
Voltaj	AC 220V, 50/60Hz
Güç	4W
Sigorta	250V, 1A, ϕ 5x20
Boyutlar G x D x Y	W.240 x D.145 x H.210mm
Net Ağırlık	1.2 kg