

MS3-MaxiStir3C

Hücre Manyetik Karıştırıcısı

Hücre Manyetik Karıştırıcı, hücreleri kültürlenmek ve karıştırmak için kullanılan Araştırma üniversiteleri, laboratuvarlar ve fabrikalar için tasarlanmıştır.

Sağlam ve dayanıklı Metal plaka tasarımı, termostabilite ve korozyon önleyicidir.

TFT-LCD ekranla hızı, başlangıç zamanı ve bitiş zamanı, döngü sayısı ve programlama bölümleri ayarlanabilmektedir.

DC fırçasız motor, kararlı çalışma, düşük gürültü seviyesi, uzun kullanım ömrü sağlamaktadır.

Sabit hızlı karıştırma ve döngü karıştırma dahil olmak üzere çeşitli çalışma modları bulunmaktadır.

Programlanabilir. S1-S9 sık kullanılan dokuz ayarı saklayabilir ve hafızaya alabilir. Tuş yardımıyla ayarlar değiştirilebilmektedir.

Kontrol paneli, rahat çalışma için 30 derece eğimle tasarlanmıştır.

Manyetik karıştırma teknolojisi ile kararlı çalışma sağlamaktadır. Düşük hızda hücre kültürü için özel olarak tasarlanmıştır.

Hassas ayar ile cihazı kademeli olarak hızlandırılır ve yavaşlatılır, hücrelerin güvenli bir şekilde büyümesini sağlar.



Özellik	MS3-MaxiStir3C
Karıştırma nokta sayısı	1
Maksimum karıştırma kapasitesi	3L
Hız kontrol aralığı	5-200rpm, Adım: 1 rpm
Platform materyali	Paslanmaz çelik
Boyutlar (Gen.x Der. x Yük.)	W.180 x D.283 x H.88 mm
Voltaj	AC 100-240V, 50/60Hz
Net Ağırlık	2.2kg