

MS3-MaxiRocker80 / Rocking Çalkalayıcı MS3-MaxiRocker80D / Rocking shaker Çift katlı platform

MS3-MaxiRocker80 ve MS3-MaxiRocker80D Rocking çalkalayıcı, çeşitli elektroforez jellerinin sabitlenmesinde, cocmassie mavisi boyamasında, renk giderme sırasında osilasyonlu çalkalamada, gümüş nitrat boyamada sabitlemede, boyamada, geliştirmede ve diğer laboratuvar uygulamalarında kullanılabilir.

Platform asit ve alkalilere dayanıklı deforme olmayan, kolay temizlenebilir ve solüsyon dökülmesi önleyici paslanmaz çelikten ve doğal kauçuktan imal edilmiştir.

Kontrol panelinde hızın ve azalan zamanın gerçek zamanlı gösterimi

Basit ve güzel görünüm.

MS3-MaxiRocker80 ve MS3-MaxiRocker80D cihazları kauçuk paspaslı düz platform içermektedir



MS3-MaxiRocker80



MS3-MaxiRocker80D

Özellikler	MS3-MaxiRocker80	MS3-MaxiRocker80D
Çalkalayıcı hız aralığı	5-80 rpm	5-80 rpm
Çalkalayıcı mekanizması	25mm (yukarı ve aşağı) / 10°	25mm (yukarı ve aşağı) / 10°
Dijital zaman kontrol aralığı	1dk-99sa59dk	1dk-99sa59dk
Maksimum yükleme kapasitesi	5kg	5kg
Platform boyutları	Uzunluk 280 x Genişlik 228 mm	Uzunluk 280 x Genişlik 228 mm Çift katlı platform
Voltaj	AC 220-230V, 50/60Hz	AC 220-230V, 50/60Hz
Güç	50W	50W
Sigorta	250V, 1A, Ø5x20	250V, 1A, Ø5x20
Boyutlar, Genişlik x Derinlik x yükseklik	284x264x134 mm	284x264x248 mm
Net ağırlık	5,2 kg	6 kg